

## WIR WASCHEN IN EINER MASCHINE!

Wir entwickeln, bauen, erproben und installieren Ihr individuelles Reinigungs- und Desinfektionsgerät auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

**50% Kosteneinsparung gegenüber vergangenen Maschinen dank der neuen Bodenkonstruktion - Gebrauchsmuster geschützt**

### Ihr Nutzen:

- Einheitlicher Qualitätsstandard für alle Produkte nach der neuen Medizinprodukte-Regulierung (MDR)
- Variabel und flexibel –20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten - Vielfältige Referenzen in der Schweiz
- Die Abmessungen der Waschanlagen können individuell angepasst werden
- Kostenreduzierung – Dank Einsatz von geringeren Mengen Wasser und Chemie

### Ihre Vorteile mit einer MediWash Waschanlage:

- Hohe Reinigungsleistung
- Zertifiziertes Desinfektionsverfahren wirksam gegen Mikroorganismen wie Bakterien und Viren
- Umweltfreundlich und mit wesentlich verbesserten Sicherheitsstandards für den Bediener gegenüber Handwäsche
- Zeiteinsparung des Wiederaufbereitungsprozesses von ca. 80% gegenüber Handwäsche
- Kostenaufwand pro Waschgang unterhalb CHF 4.00



## Grundtypen der MediWash Anlagen:


MediWash Typ KF 200
Rollstühle, Gehwagen, AD-Matratze
MediWash KF 900
Rollstühle, Gehwagen, AD-Matratze, Bettgestell in Normalstellung

MediWash Typ KF 300
Rollstühle, Gehwagen, AD-Matratze,
MediWash Waschstrasse Typ KF 900 / KF 900 T
Rollstühle, Gehwagen, AD-Matratze, Bettgestelle

## Technische Daten unserer Waschsysteme:

Angaben in mm

Typ	Außenseite			nutzbares Kammervolumen			Aufnahmekapazität				
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Bettgestell	Bettgestell klappbar	Rollstuhl	AD- Matratzen	Sonst.
KF 200	1400	1640	2000	1350	900	1400	0	0	1	1	1
KF 200 T	1400	1640	2000	1350	900	1400	0	0	1	1	1
KF 200 T	1400	1640	2500	1350	900	1900	0	1	1	1	1
KF 300 T	1400	1640	2500	1350	900	1900	0	1	1	1	1
KF 900	2500	2110	2500	2450	1430	1900	1	3-4	3-4	4	4
KF 900 T	2500	2110	2850	2450	1430	1900	1	3-4	3-4	4	4
KF 900 / KF 900 T	5000	2110	2850	2x2400	1430	1900	1	3-4	3-4	4	4



Änderungen vorbehalten

designed & manufactured by  
**KLUGE & FIELTIZ**

VERTRIEB & SERVICE IN DER SCHWEIZ



**MED-INNOVA**

Med-Innova AG | Tel: +41 26 323 20 30  
info@med-innova.ch | www.med-innova.ch