

NOUS LAVONS EN MACHINE!

Nous développons, fabriquons, testons et installons votre laveur-désinfecteur individuel et adapté à vos besoins.

50% d'économies de coûts par rapport aux anciennes machines grâce au nouveau design de la cuve - Modèle déposé

Vos bénéfices:

- Norme de qualité uniforme pour toutes les machines en conformité avec la nouvelle réglementation des dispositifs médicaux (MDR)
- Fiable – 20 ans d'expérience dans le développement et la production de systèmes de lavage – nombreuses références en Suisse
- Les dimensions des machines peuvent être adaptées individuellement
- Réduction des coûts – grâce à une consommation réduite d'eau et de chimie

Les avantages d'une machine MediWash:

- Haute performance de nettoyage
- Processus de désinfection certifié efficace contre les micro-organismes de types bactéries et virus
- Respectueux de l'environnement tout en améliorant considérablement la sécurité des opérateurs
- Gain de temps de plus de 80% par rapport à un lavage manuel
- Coût d'un lavage inférieur à CHF 4.00



MediWash, modèles et capacités:


MediWash KF 200
Fauteuils, déambulateurs, matelas air et petits accessoires
MediWash KF 900
KF 300 + Lits

MediWash KF 300
MediWash KF 200 + lits pliables
MediWash - Tunnel KF 900 / KF 900 T
KF 900 avec parcours automatique et séchage

Données techniques de nos machines:

Dimensions en mm

MODÈLE	Dimensions hors tout			Dimensions utiles			Capacité				
	Largeur	Prof.	Hauteur	Largeur	Prof.	Hauteur	Lit	Lit pliable	Fauteuil	Matelas air	Autre
KF 200	1400	1640	2000	1350	900	1400	0	0	1	1	1
KF 200 T	1400	1640	2000	1350	900	1400	0	0	1	1	1
KF 200 T	1400	1640	2500	1350	900	1900	0	1	1	1	1
KF 300 T	1400	1640	2500	1350	900	1900	0	1	1	1	1
KF 900	2500	2110	2500	2450	1430	1900	1	3-4	3-4	4	4
KF 900 T	2500	2110	2850	2450	1430	1900	1	3-4	3-4	4	4
KF 900 / KF 900 T	5000	2110	2850	2x2400	1430	1900	1	3-4	3-4	4	4



Sous réserve de modifications

designed & manufactured by
KLUGE & FIELITZ

COMMERCIALISATION & SERVICE EN SUISSE



MED-INNOVA

Med-Innova SA | Tel: +41 26 323 20 30
info@med-innova.ch | www.med-innova.ch