

## Matratzen MCube & MVisco, Ihre Partner für längere Bettlägerigkeit


Diese von Med-Innova angebotenen Schaumstoffmatratzen gewährleisten für Ihre Patienten oder Bewohner Sicherheit, Komfort und Dekubitusprophylaxe.

Unsere Matratzenbezüge sind aus Polyurethan mit sehr hoher Atmungsaktivität und mit 95°C abwaschbar. Dieses Merkmal liefert Hygiene, Komfort und Sicherheit.

### Unsere MCube Matratze mit unterschiedlichen Raumgewichten

- Gleichmäßige Verteilung der Auflagefläche dank ihres Designs mit Würfeln
- Reibungen, Scherkräfte sowie Feuchtigkeit werden reduziert
- Optimales Mobilisieren und Stabilität dank Seitenverstärkungen
- Druckentlastung mit besonders weichen Fersenzone
- Effizienter Halt und Langlebigkeit dank ihrer Konstruktion
- Passt perfekt zu den meisten Positionen der Bettenliegefläche

### MCube



#### Technische Daten

- Spezieller Besonder weicher Schaum für die Fersenzone
- Kern mit RG45, Würfeldesign
- Polyurethanbezug mit sehr hoher Atmungsaktivität bei 95°C waschbar
- Medizinproduktzubehör
- Masse: 198 x 88,5 x 14 cm

# MVisco



## Unsere MVisco Matratze aus vikoelastischem Schaum mit Formgedächtnis

- Gleichmässige Verteilung des Auflagedrucks dank Viskoelastischem Schaum
- Viskoelastischer Schaum mit Formgedächtnis; Passt sich dem Körper an und verleiht grossen Komfort
- Grosse Unterstützung zur Dekubitusprophylaxe für immobile Patienten
- Kantenverstärkung für bessere Stabilität und mehr Sicherheit beim Mobilisieren
- Hohe Lebensdauer
- Passt perfekt zu den meisten Positionen

### Technische Daten

- Viskoauflage, RG 50  
Kern, RG 40
- Polyurethanbezug mit sehr hoher Atmungsaktivität bei 95°C waschbar
- Medizinproduktzubehör
- Masse: 198 x 88,5 x 14 cm



Manufactured by

# NEVEON

# MED-INNOVA

 **Schweiz**

Tel: +41 26 323 20 30

Email: [info@med-innova.ch](mailto:info@med-innova.ch)

[www.med-innova.ch](http://www.med-innova.ch)