

Eine der bedeutendsten Innovationen seit der Erfindung der
Therapeutischen Luftmatratze



**Dynamische Matratze ohne Verstellung, ohne Turbine,
ohne Lärm, ohne Vibrationen**

- 1** Multistretch-Bezug, undurchlässig und atmungsaktiv
- 2** Superweiche Komfortschicht: 2,5 cm viskoelastischer Schaumstoff
- 3** Dynamische Luft-Immersionzellen
- 4** Kantenverstärkungen für eine einfache und sichere Mobilisierung
- 5** Der robuste Unterbezug verhindert das Verrutschen der Matratze