

## Matelas MCube & MVisco, Vos partenaires en cas d'alitement prolongé


Ces matelas mousses proposés par Med-Innova garantissent à vos patients et résidents sécurité, confort et prévention des risques d'escarres.

Nos matelas sont tous équipés d'une housse en polyuréthane à très haute perspirabilité et lavable à 95°C. Ces caractéristiques garantissent hygiène, confort et sécurité.

### Notre matelas MCube à double densité

- Répartition uniforme des pressions grâce au design en plots
- Frottements, forces de cisaillement et accumulation d'humidité réduits
- Mobilisation et stabilité optimales grâce aux renforts latéraux
- Prise en charge des talons grâce à une zone spécifique à très faible densité
- Soutien efficace et grande durée de vie de par sa double densité
- S'adapte à la plupart des lits et des positionnements du plan de couchage

### MCube



#### Données technique

- Mousse spéciale faible densité pour les talons
- Noyau densité 45, design à plots
- Matelas disponibles en plusieurs dimensions
- Housse Polyuréthane
- Dispositif médical
- Masse: 198 x 88,5 x 14 c

# MVisco



## Notre matelas MVisco à mémoire de forme

- Répartition uniforme des pressions grâce à la mousse viscoélastique
- Mousse viscoélastique à mémoire de forme, sensible à la chaleur du corps offrant un excellent confort
- Diminue de façon considérable les risques de formation d'escarres chez les personnes immobiles
- Renforts latéraux pour une mobilisation et un soutien parfaits
- Durée de vie optimisée
- S'adapte à la plupart des lits et positionnements

### Données techniques

- Revêtement viscoélastique, RG 50
- Noyau, RG 40
- Housse en polyuréthane très respirante, lavable à 95 °C
- Accessoire médical
- Dimensions : 198 x 88,5 x 14 cm



Manufactured by

# NEVEON

## MED-INNOVA

 Suisse

Tel: +41 26 323 20 30

Email: [info@med-innova.ch](mailto:info@med-innova.ch)

[www.med-innova.ch](http://www.med-innova.ch)